



PASSO 1: 4 PEÇAS

- 1- APARELHO
- 2- CINTA
- 3- ÓCULOS NASAL
- 4- OXÍMETRO






PASSO 2 :

PASSE A CINTA EM
BAIXO DO BRAÇO



SEGURE O
APARELHO (1) NA
ALTURA DO
CORAÇÃO E PASSE A
CINTA (2) EM BAIXO
DOS BRACOS. DÊ UM
CLICK NA CINTA





PASSO 3: ÓCULOS NASAL

COLOQUE O ÓCULOS
NASAL (3) E PASSE
ATRÁS DAS ORELHAS
E APÓS FIXE NO OSSO
DA BOCHECHA COM
MICROPORE





PASSO 4: OXÍMETRO NO DEDO



COLOQUE O DEDO
INDICADOR NO
OXÍMETRO FIXE COM
MICROPORE O DEDO E
TAMBÉM FIXE NA MÃO





PASSO 5: CONFERE TUDO

ESTÁ TUDO PRONTO?
VOCÊ IRA DEITAR?
RELAXE E TENHA UMA
BOA NOITE DE SONO

